

Produktinformation

Wechseldrucksystem aks-saniflow II S Anti-Dekubitus-Aggregat mit Großzellenmatratze

Art-Nr.: 100045 / GTIN: 4251818700026 / Marke: [aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH](#)



Bild kann vom Produkt abweichen!

434,39EUR / STK

inkl. 19% USt. zzgl. 6,99EUR DHL-Versand

 Produkt kurzfristig versandfertig!
Normal-Versand 3 - 5 Werktage
Direktversand 2 - 3 Werktage

Zolltarifnummer: 94042990

Hilfsmittel: 11.29.04.0003

Großzelliges Matratzenauflagesystem, das dem Patienten im Wechseldruck eine angenehme Entlastung bietet, ist für Dekubitusgrad bis einschließlich Grad II (nach EPUAP).

Produktdetails:

Matratzenauflagesystem

einfache Bedienung

Schalter für Statikbetrieb

stufenlose Druckeinstellung

Produktinformation

stabile klappbare Metallbügel zur Anbringung am Bett

einfacher Filterwechsel

optische Anzeige beim Erreichen des gewünschten Drucks

optischer und akustischer Alarm bei Druckverlust

Schalter zur Rückstellung des akustischen Alarms

hochelastischer Schaumstoffstreifen rückseitig und weiche Füße zur Geräuschkopplung

Zyklusdauer 12 Minuten

alternierendes Zweikammersystem zur intermittierenden Druckentlastung

17 Zellen einzeln austauschbar

wasserundurchlässiger Matratzenbezug aus Nylon/PVC mit Druckknöpfen an Kopf- und Fußseite an der Matratzenauflage befestigt

mit Umschlagenden zur Befestigung an der Schaumstoff-Matratzenunterlage

Schnellentlüftung der Matratze durch Endstopfen mit Zugring

sichere Einrastverbindung der Schläuche am Aggregat

Aggregat: Maße 28 x 20,5 x 10 cm

Gewicht 2,3 kg

Leistungsaufnahme 12W

Matratze: Maße 90 x 200 cm

Zellenhöhe 13 cm

Gewicht 4,9 kg

Patientengewicht 40 bis 120 kg

Garantie 2 Jahre
